

## Quick Start

### Plan your Veet® InfiniSilk™ Pro™ hair removal treatments for best results

Treatments 1-4 – plan two weeks apart

Treatments 5-7 – plan four weeks apart

Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

### Set up Veet® InfiniSilk™ Pro!

1. Remove Veet® InfiniSilk™ Pro™ Pulse Light Technology Device and other components from box.
2. Verify that the DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is inserted properly at the tip of the device.
3. Plug the ADAPTOR cord into the Veet® InfiniSilk™ Pro™ HAIR REMOVAL UNIT socket.
4. Plug the ADAPTOR into an electrical outlet. The STAND BY INDICATOR LIGHT will turn on. Your Veet® InfiniSilk™ Pro™ is now ready to start.

### Treat with Veet® InfiniSilk™ Pro safely and properly!

5. Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.
6. The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out.  
Shaving is an important step to get the results you want!
7. Press the ON/STBY SWITCH. The POWER ON INDICATOR LIGHT (orange) will turn on and a fan sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.
8. Approximately 3.5 seconds after pressing the ON/STBY SWITCH, the READY INDICATOR LIGHT (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
9. If this is your first treatment - Choose the energy level.  
InfiniSilk™ Pro offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest).  
To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

- Place the TREATMENT SURFACE on the skin and press the trigger to deliver one pulse.
- If you did not experience abnormal discomfort press the + button once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

10. Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS using the “-” or “+” to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by 3 energy level indicator lights (For details see “Energy Level” chapter inside this user manual).
11. Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin, the READY INDICATOR LIGHT will start blinking.
12. Press the PULSE BUTTON. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the READY INDICATOR LIGHT will turn off.  
You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling.  
Veet® InfiniSilk™ Pro™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the READY INDICATOR LIGHT will turn on again.
13. Remove the TREATMENT SURFACE from the treated area of skin.
14. Move the TREATMENT SURFACE to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.



Try to avoid overlapping pulses!



**Warning:** Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!  
Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

15. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

Copyright 2014 © RB. All rights reserved.  
Print date: February 2014

Distributed by : Reckitt Benckiser LLC

Parsippany, NJ 07054-0224

For questions and concerns, call 1-866-252-5327

www.veet.us

“VEET, VEET logo and INFINI’SILK are trademarks of the Reckitt Benckiser Group of Companies.

Veet® and Veet® logo are trademarks of Home Skinovations Ltd, used under license.

## Table of Contents

1. Before You Start .....	4
1.1 Veet® Infini’Silk™ Pro™ device description .....	4
1.2. Package contents .....	5
1.3. The Lamp Cartridge .....	5
2. Veet® Infini’Silk™ Pro™ Intended Use .....	5
3. Safety with Veet® Infini’Silk™ Pro™ .....	5
4. Contraindications .....	6
5. Do not use Veet® Infini’Silk™ Pro™ if: .....	9
6. Avoid using Veet® Infini’Silk™ Pro if any of the following applies: .....	9
7. Possible Side Effects using Veet® Infini’Silk™ Pro™ .....	10
8. Long Term Hair Removal the Veet® Infini’Silk™ Pro™ Way .....	11
9. Get Started! .....	12
9.1. What to Expect when treating with Veet® Infini’Silk™ Pro™? .....	16
9.2. After treating with Veet® Infini’Silk™ Pro™ .....	16
10. Maintenance of Veet® Infini’Silk™ Pro™ .....	17
10.1. Cleaning Veet® Infini’Silk™ Pro™ .....	17
10.2. Replacing the LAMP CARTRIDGE .....	17
11. Troubleshooting .....	18
11.1. “My Veet® Infini’Silk™ Pro™ does not start.” .....	18
11.2. “A light pulse is not emitted when I press the PULSE SWITCH” .....	18
12. Consumer Relations .....	19
13. Specifications .....	19
14. Labeling .....	59

Before using Veet® InfiniSilk™ Pro™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures. We recommend you re-familiarize yourself with this User Manual before each use of Veet® InfiniSilk™ Pro™. Veet® InfiniSilk™ Pro™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety.

Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Veet® InfiniSilk™ Pro™

## I. Before You Start

Veet® InfiniSilk™ Pro is a light-based device for permanent hair reduction results, designed for home-use.

### 1.1 Veet® InfiniSilk™ Pro™ device description

Your Veet® InfiniSilk™ Pro™ consists of a HAIR REMOVAL DEVICE with a CONTROL PANEL and a REPLACEMENT LAMP CARTRIDGE.

On the Veet® InfiniSilk™ Pro™ HAIR REMOVAL UNIT HANDLE you can find the PULSE BUTTON. The DISPOSABLE LAMP CARTRIDGE is located at the tip of the HAIR REMOVAL UNIT.

- ① Hair Removal device
- ② Control panel
- ③ Pulse button
- ④ lamp cartridge
- ⑤ Skin Color Sensor
- ⑥ Treatment Surface
- ⑦ Control Panel
- ⑧ ON/STBY switch
- ⑨ Stand by indicator light
- ⑩ Power on indicator light
- ⑪ Energy level setting buttons
- ⑫ Energy level indicator lights
- ⑬ Replace cartridge indicator light
- ⑭ System warning indicator light
- ⑮ Skin tone warning indicator light
- ⑯ Ready indicator light



### 1.2. Package contents

Upon opening the Veet® InfiniSilk™ Pro™ package, you will find the following parts:

- Veet® InfiniSilk™ Pro™ Hair Removal device
- A wall mount adaptor
- This User's Manual

### 1.3. The Disposable Lamp Cartridge

The Veet® InfiniSilk™ Pro™ all-purpose LAMP CARTRIDGE can fire a limited and pre-set number of light pulses (regardless of the energy level of these pulses).

The type of LAMP CARTRIDGES included with your system, and the number of light pulses in them, is specified on the package of your Veet® InfiniSilk™ Pro™.

## 2. Veet® InfiniSilk™ Pro™ Intended Use

Veet® InfiniSilk™ Pro™ is intended for removal of unwanted hair. Veet® InfiniSilk™ Pro™ is also intended to effect long term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime.

Veet® InfiniSilk™ Pro™ may be used to remove unwanted body hair.

Ideal body areas for Veet® InfiniSilk™ Pro™ use include the underarms, bikini line, stomach, arms, legs, back shoulders and chest.

## 3. Veet® InfiniSilk™ Pro - Safe to Use (as directed)

With Veet® InfiniSilk™ Pro™ Safety Comes First.

### ■ Veet® InfiniSilk™ Pro - Sensor for the skin

Light based hair removal is not suitable for naturally darker skin tones or tanned skin. Veet® InfiniSilk™ Pro™ comes with a built-in SKIN COLOR SENSOR that is designed to measure the complexion of the applied surface and enable application only on suitable skin complexions. This safety feature will not let you treat where your skin is too dark or too tanned.

Furthermore, the 1.3X3cm<sup>2</sup> TREATMENT SURFACE through which pulses of light are delivered is recessed inside the LAMP CARTRIDGE. This enables Veet® InfiniSilk™ Pro™ to protect your skin by avoiding direct contact between the TREATMENT SURFACE and the skin.

#### ■ Veet® InfiniSilk™ Pro - No need for eyewear

Veet® InfiniSilk™ Pro™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The safety switch enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.


## 4. Contraindications

### Important Safety Information – Read Before Use!

Veet® InfiniSilk™ Pro™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use.

For further information and personalized advice you may also visit [www.veet.us](http://www.veet.us).

If you are unsure if Veet® InfiniSilk™ Pro™ is safe for you to use, please ask your doctor or dermatologist!

Warning	Possible results	Safety Tip
<p><b>Do not use Veet® InfiniSilk™ Pro on naturally dark skin complexion.</b></p> <p>Not Safe!</p> 	<p>Treating dark skin with Veet® InfiniSilk™ Pro can result in adverse effects such as redness and skin discomfort</p>	<p>A SKIN COLOR SENSOR is embedded in Veet® InfiniSilk™ Pro™ to measure the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. The SKIN COLOR SENSOR ensures that pulses will only be emitted on suitable skin tones.</p>

Warning	Possible results	Safety Tip
<p><b>Do not use Veet® InfiniSilk™ Pro on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Do not expose treated areas to the sun.</b></p>	<p>Treating with Veet® InfiniSilk™ Pro before or after any sun exposure can result in adverse effects such as redness and skin discomfort. Tanned skin particularly following sun exposure, contains large quantities of the pigment Melanin. all skin types and complexions, including those which don't seem to tan quickly. The presence of large quantities of Melanin exposes the skin to higher risk when using any method of light based hair removal.</p>	<p>Avoid exposure to the sun for 4 weeks before your Veet® InfiniSilk™ Pro™ treatment! Sun exposure includes unprotected exposure to direct sunlight of over 15 minutes constantly, or unprotected exposure to diffused sunlight of over 1 hour constantly. To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher, for 2 weeks after each hair removal session.</p>
<p><b>Never use Veet® InfiniSilk™ Pro around or near the eyes.</b></p>	<p>Veet® InfiniSilk™ Pro is not recommended for facial treatment</p>	<p>Veet® InfiniSilk™ Pro™ has a built-in safety feature for eye protection. It has been designed so that a light pulse can not be emitted when the TREATMENT SURFACE is facing open air. The safety switch enables treatment only when the TREATMENT SURFACE is in contact with the tissue.</p>
<p><b>Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, birth marks, moles or warts), nipples, genitals or lips.</b></p>	<p>Treating any area with the Veet® InfiniSilk™ Pro that is dark in colour or has more pigment can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypopigmentation).</p>	<p>Cover area with material that will not absorb the light such as a white cloth or white medical tape.</p>
<p><b>Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example)</b></p>	<p>Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.</p>	<p>Wait for the effected area to heal before using Veet® InfiniSilk™ Pro™.</p>

Warning	Possible results	Safety Tip
A treatment area that has a history of herpes outbreaks.	Light based treatments can cause adverse reactions on already sensitive areas.	Consult your physician to received preventative treatment before using Veet® Infini'Silk™ Pro™.
Do not treat with Veet® Flash & go if you are pregnant or nursing.	Hormonal changes during pregnancy could increase skin sensitivity and the risk of adverse effects.	
Do not treat on areas where you may want hair to grow.	Results are permanent.	
Keep Veet® Infini'Silk™ Pro away from water! Do not place or store Veet® Infini'Silk™ Pro™ where it can fall, be pushed or placed into a tub, sink or any other vessel containing water.	This may cause severe electrocution.	Do not use Veet® Infini'Silk™ Pro™: while bathing or if it becomes damp or wet. Unplug immediately if it has fallen into water.
Do not attempt to open or repair your Veet® Infini'Silk™ Pro™ device.	Opening Veet® Infini'Silk™ Pro™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. It may also damage your device and will void your warranty.	Please contact RB Consumer Relations if you have a broken or damaged device in need of repair at 1-866-252-5327 or visit <a href="http://www.veet.us">www.veet.us</a> for questions.

## 5. Do not use Veet® Infini'Silk™ Pro if:

If the LAMP CARTRIDGE is damaged, or if its TREATMENT SURFACE is cracked, chipped or missing.		Stop use immediately and contact RB Consumer Relations.
the attachments or accessories are not recommended by RB.		Stop use immediately and contact RB Consumer Relations.
it has a damaged cord or plug.	Keep the power cord away from heated surfaces.	Stop use immediately and contact RB Consumer Relations.
you see or smell smoke when it is in use.		Stop use immediately and contact RB Consumer Relations.
it is not working properly or if it appears damaged.		Stop use immediately and contact RB Consumer Relations.
its SKIN COLOR SENSOR is cracked, or broken.		Stop use immediately and contact RB Consumer Relations.
the outer shell is cracked or is coming apart.		Stop use immediately and contact RB Consumer Relations.

## 6. Avoid using Veet® Infini'Silk™ Pro if any of the following applies:

History of keloidal scar formation.	Consult with your physician prior to using the Veet® Infini'Silk™ Pro.
If you suffer from epilepsy.	
If you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.	

If you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.	Consult with your physician prior to using the Veet® InfiniSilk™ Pro.
If you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.	
If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.	
If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.	

## 7. Possible side effects using Veet® Infini'Silk™ Pro™

When used according to the instructions, side effects and complications associated with use of Veet® Infini'Silk™ Pro™ are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore it is important that you understand and accept the risks and complications that can occur with pulsed light hair removal systems designed for home use.

Adverse Reaction	Degree of Risk
<p><b>Minor Skin Discomfort –</b> Although home pulsed light hair removal is generally very well-tolerated, most users do feel some mild discomfort during use, usually described as being a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation usually lasts during the time of the application itself or for a few minutes thereafter. Anything beyond this minor discomfort is abnormal and means that either you should not continue to use Veet® Infini'Silk™ Pro™ because you are unable to tolerate the hair removal application, or that the energy level setting is too high.</p>	Minor

Adverse Reaction	Degree of Risk
<b>Skin Redness –</b> Your skin may become red right after using Veet® Infini'Silk™ Pro™ or within 24 hours of using Veet® Infini'Silk™ Pro™. Redness generally clears up within 24 hours. See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.	Minor
<b>Increased Sensitivity to Skin –</b> The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.	Minor
<b>Pigment Changes –</b> Veet® Infini'Silk™ Pro™ targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discoloration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. This risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones. Usually discoloration or changes to skin pigment are temporary and permanent hyperpigmentation or hypopigmentation rarely occur.	Rare
<b>Excessive Redness and Swelling –</b> In rare cases treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but one should avoid exposure to sun.	Rare

## 8. Permanent Hair Reduction with Veet® Infini'Silk™ Pro

A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time multiple Infini'Silk™ Pro™ sessions may be required in order to achieve permanent results  
The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair color, and how Veet® Infini'Silk™ Pro is used.

**Typical Veet® Infini'Silk™ Pro™ hair removal plan during a full hair growth cycle:**

Treatments 1-4 – plan two weeks apart

Treatments 5-7 – plan four weeks apart

Treatments 8 + – treat as needed, until desired results are achieved.

## Expected Treatment Outcome for Hair Removal

Fitzpatrick skin type	Hair Color	Light Fluence [J/cm <sup>2</sup> ]	Anatomic area of the body <sup>2</sup>	Average Number of Treatments <sup>1</sup>	Effectiveness (% of hair removal/regrowth) <sup>1</sup>
I-VI	Light brown to brown	3-4.5	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. four weeks apart.	60% Hair reduction
			Arms		50% Hair reduction
			Bikini Line		60% Hair reduction
			Axilla		55% Hair reduction
I-VI	Brown to black	3-4.5	Lower or upper legs	Session 8-10, approx. four weeks apart.	70% Hair reduction
			Arms		60% Hair reduction
			Bikini Line		70% Hair reduction
			Axilla		65% Hair reduction

- Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.
- One cannot expect permanent epilation in a single or even double treatment sessions. The duration of the resting period for hair follicles also depends on the body area.

## 9. Get started!

- Remove Veet® InfiniSilk™ Pro™ HAIR REMOVAL device and other components from box.
- Verify that the LAMP CARTRIDGE is inserted properly at the tip of the device and that it is not damaged.
- Plug the ADAPTOR cord into the Veet® InfiniSilk™ Pro™ HAIR REMOVAL UNIT socket.
- Plug the ADAPTOR into an electrical outlet. The STAND BY INDICATOR LIGHT will turn on. Your Veet® InfiniSilk™ Pro™ is now ready to start.

**Treat with Veet® InfiniSilk™ Pro safely and properly!**  
Choose areas to treat that have not had recent exposure to the sun.

- The skin of the treatment areas should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. Do not wax, pluck or tweeze the hair out. Shaving is an important step to get the results you want!
- Press the ON/STBY SWITCH. The POWER ON INDICATOR LIGHT (orange) will turn on and a fan

sound (similar to the sound of a hairdryer) will start.

- Approximately 3.5 seconds after pressing the ON/ STBY SWITCH, the READY INDICATOR LIGHT (green) will turn on. The device is then ready for you to trigger the first pulse at the lowest energy level.
- If this is your first treatment - Choose the energy level. InfiniSilk™ Pro offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). To choose the right energy level for your first treatment, test each treatment area separately:

- Place the TREATMENT SURFACE on the skin and press the trigger to deliver one pulse. If you did not experience abnormal discomfort press the + button once and deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
- Continue testing at increased energy levels until you have reached the highest level that you feel comfortable with. If within one hour you experience no adverse effects, you can start your full treatment at that energy level.
- Repeat this test for each body part you intend to treat.

- Set the energy level. If the energy level should be higher than the lowest, press the ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS using the "-" or "+" to respectively decrease or increase the energy level, until the desired energy level is set and represented by 3 energy level indicator lights (For details see "Energy Level" chapter inside this user manual).
- Apply the TREATMENT SURFACE to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly. As soon as the TREATMENT SURFACE is in full contact with the skin, the READY INDICATOR LIGHT will start blinking.
- Press the PULSE BUTTON. The device will first determine the color of your skin. If the color of the skin is light enough for safe application, the device will flash a pulse of light onto your skin, and the READY INDICATOR LIGHT will turn off. You will see a bright flash of light and simultaneously hear a subtle pop sound, which is a normal noise for the device. You will feel a mild sensation of warmth and tingling. Veet® InfiniSilk™ Pro™ will immediately recharge for the next pulse. After 3.5 seconds the READY INDICATOR LIGHT will turn on again.
- Remove the TREATMENT SURFACE from the treated area of skin.
- Move the TREATMENT SURFACE to another area of skin. Use the pressure marks the device just made on your skin to guide you for proper positioning of the next pulse, avoiding both gaps and overlaps between pulses.

Veet® Infini'Silk™ Pro™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas. When applied to the skin, the Veet® Infini'Silk™ Pro™ TREATMENT SURFACE is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.



Try to avoid overlapping pulses!



Warning: Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session! Treating the same area of skin more than once per session increases the likelihood of adverse effects.

14. Repeat the process until the entire treatment area is covered.



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!

### Energy Level

Energy level determines the intensity of the Veet® Infini'Silk™ Pro™ light pulse delivered to your skin, from the lowest level (-) to the highest level (+). As energy level increases, so does hair removal results as well as the risk of possible side effects and complications.

Infini'Silk™ Pro offers 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 3 energy level indicator lights:

Level 1 (lowest) - the left indicator light is steadily lit

Level 2 - the left indicator light is steadily lit and the central indicator light is blinking.

Level 3 - both left and central indicator lights are steadily lit

Level 4 - the left and central indicator lights are steadily lit and the right indicator light is blinking.

Level 5 (highest) - all 3 indicator lights are steadily lit.

Whenever Veet® Infini'Silk™ Pro™ is turned on its energy level will automatically be reset to the

lowest energy level. Only one ENERGY LEVEL INDICATOR LIGHT will be on.

To set the energy level, press the ENERGY LEVEL SETTING BUTTONS using “-” or “+” to respectively decrease or increase the energy level.

### The Skin Color Sensor

Light-based hair removal on darker skin tones can result in adverse effects such as burns, blisters, and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation).

To prevent such misuse, a SKIN COLOR SENSOR in Veet® Infini'Silk™ Pro™ measures the treated skin complexion at the beginning of each session and occasionally during the session. If the SKIN COLOR SENSOR detects a skin tone that is too dark for Veet® Infini'Silk™ Pro™ application, the device will automatically stop emitting pulses.

If you see no light pulse and the SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact RB Consumer Relations.

### Covering skin areas

Veet® Infini'Silk™ Pro™ pulses should be administered in rows, starting at one end of each row and progressing sequentially towards the other end. This technique allows better control of skin coverage, and helps you avoid treating the same area more than once or overlapping skin areas.

When applied to the skin, the Veet® Infini'Silk™ Pro™ TREATMENT SURFACE is designed to create temporary pressure marks on the treated area. These visible marks can be used for proper positioning of the next pulse.



Try to avoid overlapping pulses!

Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session!



If your skin blisters or burns, STOP USE IMMEDIATELY!



### 9.1. What to Expect when treating with Veet® Infini'Silk™ Pro™?

For many people, using Veet® Infini'Silk™ Pro™ may be their first experience with a light-based device designed for home use. Veet® Infini'Silk™ Pro™ is simple to use, and hair removal sessions go by quickly. During a Veet® Infini'Silk™ Pro™ session it is normal to experience and feel:

- **A Fan Noise** – The cooling fan in Veet® Infini'Silk™ Pro™ makes noise similar to a hairdryer. This is normal.
- **A Pop Sound with Each Pulse** – When a pulse of HPL™ light is activated, it is normal to hear a subtle pop sound simultaneously with the flash of light.
- **Moderate Pressure of the Treatment Surface** – This is necessary and helpful for placement of adjacent pulses of light, and is part of the unique safety feature of Veet® Infini'Silk™ Pro™.
- **A Sensation of Warmth and Tingling** – During each pulse of light it is normal to feel a mild sensation of warmth and tingling from the light energy.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Veet® Infini'Silk™ Pro™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. This is usually most noticeable around the hairs themselves.

However if you see full redness of the skin, blistering or burns stop use of Veet® Infini'Silk™ Pro™ immediately.

### 9.2. After treating with Veet® Infini'Silk™ Pro™

- When Veet® Infini'Silk™ Pro™ session has been completed turn Veet® Infini'Silk™ Pro™ off by pressing the ON/STBY SWITCH. All the lit indicators will turn off and the STBY INDICATOR LIGHT will turn on (Be sure to remember the last energy level setting you used, as it will not be restored when turning Veet® Infini'Silk™ Pro™ on again.)
- Unplug the ADAPTOR cord from the electrical outlet.
- After each hair removal session it is recommended that you clean your Veet® Infini'Silk™ Pro device, especially the TREATMENT SURFACE (See: "Cleaning Veet® Infini'Silk™ Pro™").
- After cleaning, it is recommended to store your Veet® Infini'Silk™ Pro™ device in its original box, and keep it away from water.



#### Skin care following hair removal session

Do not expose treated areas of skin to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen, throughout the hair removal period and for at least 2 weeks following the last Veet® Infini'Silk™ Pro™ session.

## 10. Maintenance of Veet® Infini'Silk™ Pro™

### 10.1. Cleaning Veet® Infini'Silk™ Pro

After each hair removal session, it is recommended to clean your Veet® Infini'Silk™ Pro™ device, and especially the TREATMENT SURFACE.

- Unplug Veet® Infini'Silk™ Pro™ before cleaning.
  - Use a dry, clean cloth and a specially formulated cleaner for electronic equipment to gently wipe Veet® Infini'Silk™ Pro™ surface, and especially the TREATMENT SURFACE.
- Never immerse Veet® Infini'Silk™ Pro™ or any of its parts in water!

### 10.2. Replacing the LAMP CARTRIDGE

The Veet® Infini'Silk™ Pro™ LAMP CARTRIDGE can fire a pre-set and limited number of light pulses. Pulse intensity is determined only according to the energy level setting of the device. There is no decrease of energy during the usable lifetime of the LAMP CARTRIDGE.

"When only 100 light pulses remain in the LAMP CARTRIDGE, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT on the CONTROL PANEL will start blinking, indicating that the LAMP CARTRIDGE should soon be replaced."

"As the number of light pulses in the LAMP CARTRIDGE further decreases, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT blinking will grow faster."

Once all the pulses in a LAMP CARTRIDGE have been used, the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT will remain steadily on, indicating that further pulses cannot be emitted.

In order to continue the hair removal session, it will now be necessary to replace the LAMP CARTRIDGE.



**Note:** A LAMP CARTRIDGE should also be replaced if large spots appear inside it or if its TREATMENT SURFACE is broken.

To replace a LAMP CARTRIDGE:

1. Press the ON/STBY SWITCH to turn Veet® Infini'Silk™ Pro™ to STBY mode.
2. Unplug the power adaptor from the electrical outlet.
3. Grasp the used LAMP CARTRIDGE on both sides, pull it out of the socket
4. Unwrap a new LAMP CARTRIDGE.
5. Push the new LAMP CARTRIDGE gently into place.

Note! After replacing the lamp cartridge with a new one, always set the energy to be one level lower than your normal setting. Raise the energy level back, only if you do not experience abnormal discomfort during or after the treatment.

## 11. Troubleshooting

### 11.1. “My Veet® InfiniSilk™ Pro™ does not start.”

- Make sure the POWER ADAPTOR is properly connected to the InfiniSilk™ Pro™ device.
- Make sure the POWER ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

### 11.2. “A light pulse is not emitted when I press the PULSE BUTTON

Make sure that the READY INDICATOR LIGHT is blinking to ensure you have good contact with the skin and that the TREATMENT SURFACE is evenly and firmly pressed to the skin. For your safety, the PULSE BUTTON will activate a pulse only if the TREATMENT SURFACE is firmly pressed against the skin.

- Check the SKIN TONE WARNING INDICATOR LIGHT. If it blinks, this is an indication that your skin tone, measured by the SKIN COLOR SENSOR, is too dark for safe application. Try using the device on a different body part or contact the RB® Consumer Relations
- Check the REPLACE CARTRIDGE INDICATOR LIGHT. If it is on, disconnect Veet® InfiniSilk™ Pro™ and replace the LAMP CARTRIDGE.
- Make sure that the READY INDICATOR is on.
  - If within 10 seconds the READY INDICATOR remains off turn Veet® InfiniSilk™ Pro™ off and back on by pressing the ON/STBY SWITCH twice.
  - If the problem persists, contact the RB Consumer Relations Center at 1-866-252-5327 or visit [www.veet.us](http://www.veet.us)
- Check the SYSTEM WARNING INDICATOR LIGHT.
  - If the light is on turn Veet® InfiniSilk™ Pro™ off and back on by pressing the ON/STBY SWITCH twice.
  - If the problem persists, contact the RB Consumer Relations Center at 1-866-252-5327 or visit [www.veet.us](http://www.veet.us)
- If the problem persists, contact the RB Consumer Relations Center at 1-866-252-5327 or visit [www.veet.us](http://www.veet.us)



Do not attempt to open or repair your Veet® InfiniSilk™ Pro device.

Opening Veet® InfiniSilk™ Pro™ may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. Trying to open Veet® InfiniSilk™ Pro™ may also damage the device and will void your warranty. Please contact RB Consumer Relations if you have a broken or damaged device in need or repair.

## 12. Consumer Relations

For more information about Veet® InfiniSilk™ or Veet products, contact the RB Consumer Relations Center at 1-866-252-5327 or visit [www.veet.us](http://www.veet.us)

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, contact the RB Consumer Relations Center at 1-866-252-5327 or visit [www.veet.us](http://www.veet.us).

## 13. Specifications

Spot Size	1.3cm x 3cm [3.9cm <sup>2</sup> ]	
Speed	1 pulse every 3.5 second: 1.1 cm <sup>2</sup> /sec	
Technology	Home Pulsed Light™	
Max Energy Level	Max 5J/cm <sup>2</sup>	
Wavelength	475-1200nm	
Charging Time/Power Source	Continuous operation	
Electrical Requirements	100-240VAC, 0.9A	
Operation and Safety	Skin Color Sensor ensures use only on suitable skin complexions.	
Package Size	22cm x 22cm x 14cm	
System weight	0.35kg	
Temperature	Operating	10 to 40°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa

## Démarrage rapide

Pour de meilleurs résultats avec le Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>, prévoyez vos séances d'épilation à l'avance.

Séances 1 à 4 espacées de deux semaines

Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines

Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

**Installation du Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> !**

1. Sortez de la boîte l'ÉPILATEUR et les autres composants du Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>
2. Vérifiez que L'AMPOULE est correctement insérée à l'extrémité de l'ÉPILATEUR
3. Branchez le cordon de L'ADAPTATEUR dans la prise de L'ÉPILATEUR Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>.
4. Branchez L'ADAPTATEUR sur une prise secteur. Le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE VEILLE s'allume. Votre Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> est prêt à être utilisé.

**Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>, un traitement sûr et propre !**

5. Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au Soleil.
6. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.  
Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils.  
Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
7. Appuyez sur le BOUTON MARCHE/VEILLE. Le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE PUISSANCE (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
8. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le BOUTON MARCHE/VEILLE, le VOYANT LUMINEUX PRÊT (vert) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
9. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie.  
Le InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé).  
Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

- Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur votre peau puis appuyez sur la gâchette pour émettre une impulsion
- Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2
- Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
- Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

10. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et du « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Niveau d'énergie » dans ce manuel).
11. Pressez le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR PRÊT sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la SURFACE DE TRAITEMENT est complètement en contact avec la peau, le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE VEILLE se met à clignoter.
12. Appuyez sur le PULSATEUR. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR PRÊT s'éteindra.  
Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements.  
Votre appareil Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la SURFACE DE TRAITEMENT s'allumera de nouveau.
13. Retirez la SURFACE DE TRAITEMENT de la zone de peau traitée.
14. Déplacez la SURFACE DE TRAITEMENT sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.



Évitez de superposer les impulsions !



Mise en garde : ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance !  
Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

15. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

## Table des matières

1. Avant de commencer	23
1.1. Présentation de l'appareil Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup>	23
1.2. Contenu du paquet	24
1.3. L'AMPOULE	24
2. Utilisation prévue de votre appareil Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup>	24
3. La sécurité avec le Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup>	25
4. Contre-indications	25
5. Ne pas utiliser l'appareil Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup> si	28
6. Ne pas utiliser le Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup> dans les cas suivants	29
7. Effets secondaires éventuels avec Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup>	29
8. Épilatoire durable façon Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup>	31
9. Lancez-vous !	32
9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup> ?	35
9.2. Après le traitement par le Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup>	35
10. Maintenance de votre appareil Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup>	36
10.1. Nettoyage du Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup>	36
10.2. Changement de L'AMPOULE REMPLAÇABLE	36
11. Dépannage	37
11.1. Mon Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup> ne démarre pas	37
11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le PULSATEUR	37
12. Relations clientèle	38
13. Spécifications	39
14. Emballage	59

Avant d'utiliser le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation.

Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions.

Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

## I. Avant de commencer

Le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> de Veet® est un appareil de photoépilation qui s'utilise à domicile.

### 1.1. Présentation de l'appareil Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

Votre appareil Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> comprend un épilateur sur lequel se trouve un Panneau DE COMMANDE et une AMPOULE REMPLAÇABLE Un PULSATEUR se trouve sur la POIGNÉE DE L'ÉPILATEUR du Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> L'AMPOULE REMPLAÇABLE se trouve à l'extrémité de L'ÉPILATEUR.

- 1 Appareil d'épilation
- 2 Panneau de commande
- 3 Pulsateur
- 4 Ampoule
- 5 Capteur de couleur de peau
- 6 Surface de traitement
- 7 Panneau de commande
- 8 Bouton marche/arrêt
- 9 Voyant lumineux indicateur de veille
- 10 Voyant lumineux indicateur marche
- 11 Sélecteurs d'intensité de puissance
- 12 Indicateurs lumineux de l'utilisation
- 13 Voyants lumineux d'utilisation de l'ampoule de lampe
- 14 Voyant lumineux de fonctionnement de l'appareil
- 15 Voyant lumineux de la couleur de la peau
- 16 Voyant lumineux prêt



## 1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu de l'emballage contenant votre Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> :

- Épilateur Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>
- Adaptateur Secteur
- Le manuel de l'utilisateur

## 1.3. Ampoule remplaçable

L'AMPOULE polyvalente du Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> a une capacité définie d'impulsions lumineuses (quel que soit le niveau d'intensité).

Les modèles L'AMPOULE fournis avec votre appareil ainsi que leur capacité (nombre d'impulsions lumineuses) sont indiqués sur l'emballage de votre Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

## 2. Utilisation prévue de votre appareil Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

Le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> est conçu pour éliminer les poils indésirables. Le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> est aussi conçu pour réduire la pilosité à long terme ou définitivement. Réduire la pilosité définitivement signifie une réduction stable à long terme dans le nombre de poils repoussant après un cycle de traitement.

Le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps. Les régions de traitement par le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le dos, les épaules et le torse.

## 3. La sécurité avec le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> de Veet® - Utilisation sécurisée (tel qu'indiqué)

### ■ La sécurité est prioritaire avec le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

Le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> de Veet® protège la peau.

L'appareil d'épilation Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> de Veet® ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un capteur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée.

De plus, la surface de traitement de 1,3 X 3 cm<sup>2</sup> par laquelle l'impulsion de lumière est émise est encastrée dans l'ampoule Remplaçable. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la surface de traitement.

### ■ Le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> de Veet® - Protège les yeux


L'appareil Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si la surface de traitement est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la surface de traitement est en contact avec la peau.

## 4. Contre-indications

### Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage du Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes. Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet au [www.veet.us](http://www.veet.us).

Enfin, en cas de doute, quant à l'utilisation personnelle du Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
<p>Ne pas utiliser le Veet® Infini'Silk™ ProMC sur une peau naturellement foncée.</p> <p style="text-align: center;">Non sécuritaire !</p> 	<p>Le traitement d'une peau foncée avec le Veet® Infini'Silk™ ProMC peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts.</p>	<p>"Le Veet® Infini'Silk™ ProMC a été conçu avec un CAPTEUR détecteur de couleur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce CAPTEUR a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent."</p>
<p>Ne pas utiliser le Veet® Infini'Silk™ ProMC sur une peau bronzée ou après une exposition récente aux rayons du Soleil ou aux UV de salon de bronzage. N'exposez pas les zones traitées au Soleil.</p>	<p>Le traitement avant ou après une exposition au Soleil avec le Veet® Infini'Silk™ ProMC peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts. Une peau bronzée, en particulier après une exposition au Soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.</p>	<p>Évitez de vous exposer aux rayons du Soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le Veet® Infini'Silk™ ProMC. Exposition aux rayons du Soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue. Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire indice 30 ou plus durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.</p>
<p>Ne jamais utiliser le Veet® Infini'Silk™ ProMC autour ou près des yeux.</p>	<p>Le Veet® Infini'Silk™ ProMC n'est pas recommandé pour le traitement du visage.</p>	<p>L'appareil Veet® Infini'Silk™ ProMC est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion lumineuse ne puisse pas être émise si la SURFACE DE TRAITEMENT est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la SURFACE DE TRAITEMENT est en contact avec la peau.</p>

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
<p>Ne pas utiliser l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.</p>	<p>Utiliser le Veet® Infini'Silk™ ProMC sur une peau foncée ou davantage pigmentée peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypopigmentation).</p>	<p>Couvrir la zone avec un cache qui n'absorbera pas la lumière, comme un tissu blanc ou un sparadrap blanc.</p>
<p>Ne traitez pas sur de l'eczéma actif, psoriasis, lésions, blessures ouvertes ou infections (boutons de fièvre), conditions de peau anormales causées par des maladies systémiques ou du métabolisme (diabète par exemple)</p>	<p>Les traitements optiques peuvent causer des réactions nocives sur les zones déjà sensibles.</p>	<p>Attendez que la zone affectée guérisse avant d'utiliser Veet® Infini'Silk™ ProMC</p>
<p>Une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.</p>	<p>Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.</p>	<p>Consultez votre médecin pour recevoir un traitement préventif avant d'utiliser le Veet® Infini'Silk™ ProMC.</p>
<p>Ne pas utiliser le Veet® Infini'Silk™ ProMC si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.</p>	<p>Les changements hormonaux pendant la grossesse pourraient augmenter la sensibilité de la peau et le risque d'effets indésirables.</p>	
<p>Ne pas traiter les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité.</p>	<p>Les résultats sont permanents.</p>	
<p>Tenir le Veet® Infini'Silk™ ProMC loin de l'eau ! Ne pas ranger le Veet® Infini'Silk™ ProMC dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant de liquide.</p>	<p>Cela provoquerait une grave électrocution.</p>	<p>Ne pas utiliser le Veet® Infini'Silk™ ProMC en prenant votre bain, votre douche, s'il est humide ou mouillé. Le débrancher immédiatement s'il est tombé à l'eau.</p>
<p>N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Veet® Infini'Silk™ ProMC.</p>	<p>Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et des blessures oculaires irréversibles. Vous risqueriez également d'endommager l'appareil et vous annuleriez votre garantie.</p>	<p>Veillez contacter le service relation clientèle RB si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation au 1-866-252-5327 ou visitez le site <a href="http://www.veet.us">www.veet.us</a> pour toute question.</p>

## 5. Ne pas utiliser l'appareil Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> si:

L'AMPOULE est en mauvais état ou si la SURFACE DE TRAITEMENT est fendue, brisée ou manquante.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service relation à la clientèle RB.
"les accessoires ou les composants n'ont pas été recommandés par RB."		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service relation à la clientèle RB.
le cordon ou la prise sont endommagés.	Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.	Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service relation à la clientèle RB.
vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service relation à la clientèle RB.
il ne fonctionne pas correctement ou présente une défectuosité ou un bris.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service relation à la clientèle RB.
le CAPTEUR qui vérifie la couleur de peau est fendu ou brisé.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service relation à la clientèle RB.
la coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service relation à la clientèle RB.

## 6. Ne pas utiliser le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> dans les cas suivants :

Antécédents de formation de chéloïdes.	Consultez votre médecin avant d'utiliser le Veet® Infini'Silk™ Pro <sup>MC</sup> .
Épilepsie	
Pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, l'urticaire solaire, le lupus etc.	
antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques	
radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.	
tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.	
vosre peau a été traitée avec un médicament prescrit au cours des 6 derniers mois, consultez votre médecin.	

## 7. Effets secondaires éventuels avec Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associés à l'utilisation du Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> sont rares. Toutefois, toutes les procédures cosmétiques, y compris celles conçues pour un usage domestique, comportent certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Effets indésirables	Degré de risque
<b>Léger inconfort / désagrément de la peau</b> - Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.	Mineur
<b>Rougeur de la peau</b> – Votre peau peut rougir juste après l'utilisation du Infini'Silk™ ProMC ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.	Mineur
<b>Hypersensibilité de la peau</b> – La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.	Mineur
<b>Changement de la pigmentation</b> – L'appareil Veet® Infini'Silk™ ProMC, vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires, les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.	Rare
<b>Rougeur excessive de la peau et enflure</b> – Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au Soleil.	Rare

## 8. Épilation durable façon Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> de Veet®

Un cycle de croissance pileire complet dure en moyenne 18 à 24 mois. Durant cette période, plusieurs séances de Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents.

L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.

Planification de vos séances d'épilation par le Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> durant un cycle pileire complet :

Séances 1 à 4 espacées de deux semaines

Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines

Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

### Résultats escomptés de l'épilation

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Fluence optique [J/cm <sup>2</sup> ]	Surface de la région de traitement <sup>2</sup>	Nombre de traitement en moyenne <sup>1</sup>	Efficacité (% de l'épilation/repousse) <sup>1</sup>
I-VI	Brun moyen à brun	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 10 à 12 – aux quatre semaines	60 % de diminution de la pilosité
			Bras		50 % de diminution de la pilosité
			Maillot		60 % de diminution de la pilosité
			Aisselles		55 % de diminution de la pilosité
I-VI	Brun à noir	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 8 à 10 – aux quatre semaines	70 % de diminution de la pilosité
			Bras		60 % de diminution de la pilosité
			Maillot		70 % de diminution de la pilosité
			Aisselles		65 % de diminution de la pilosité

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.

2. On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. La durée du cycle de repos des follicules pileux varie aussi d'une région à l'autre du corps.



## 9. Lancez-vous !

1. Sortez de la boîte L'ÉPILATEUR et les autres composants du Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>.
2. Vérifiez que L'AMPOULE est correctement insérée à l'extrémité de l'appareil et qu'elle n'est pas endommagée.
3. Branchez le cordon de L'ADAPTATEUR dans la prise de L'ÉPILATEUR Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>.
4. Branchez L'ADAPTATEUR sur une prise secteur. Le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE VEILLE s'allume. Votre Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> est prêt à être utilisé

**Veet® InfiniSilk™ ProMC, un traitement sûr et propre !**  
Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au Soleil.

5. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant. Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils. Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
6. Appuyez sur le BOUTON MARCHE/VEILLE. Le VOYANT INDICATEUR LUMINEUX DE PUISSANCE (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
7. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le BOUTON MARCHE/VEILLE, le VOYANT LUMINEUX PRÊT (vert) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
8. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie. Le Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

- Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur votre peau puis appuyez sur la gâchette pour émettre une impulsion. Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
- Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.
- Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter

9. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Niveau d'énergie » dans ce manuel).
10. Pressez la SURFACE DE TRAITEMENT sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la SURFACE DE TRAITEMENT est complètement en contact avec la peau, le VOYANT LUMINEUX PRÊT (vert) se met à clignoter.

11. Appuyez sur le PULSATEUR. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et le VOYANT LUMINEUX PRÊT (vert) s'éteindra. Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, le VOYANT LUMINEUX PRÊT s'allumera de nouveau.
12. Retirez la SURFACE DE TRAITEMENT de la zone de peau traitée.
13. Déplacez la SURFACE DE TRAITEMENT sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.

### Couverture de peau

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone. La SURFACE DE TRAITEMENT du Veet® InfiniSilk™ ProMC est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.



Évitez de superposer les impulsions !



Mise en garde : Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance ! Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

14. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.



Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

**Niveau d'intensité de puissance** - Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas).

Le InfiniSilk™ Pro dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 3 voyants lumineux indicateurs du niveau d'énergie :

Niveau 1 (le plus faible) : la diode indicatrice à gauche est allumée en permanence.

Niveau 2 : la diode indicatrice à gauche est allumée et celle au centre clignote.

Niveau 3 : les deux voyants lumineux indicateurs à gauche et au centre sont allumés.

Niveau 4 : les deux voyants lumineux indicateurs à gauche et au centre sont allumés et celle à droite clignote.

Niveau 5 (le plus élevé) : les 3 voyants lumineux indicateurs sont allumés en permanence.

Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Un seul VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE PUISSANCE sera allumé.

Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que le VOYANT INDICATEUR LUMINEUX correspondant à l'intensité que vous voulez s'allume.

**Le capteur de couleur de peau** - L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation).

Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé de sécurité, un CAPTEUR DE COULEUR, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le CAPTEUR détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse.

Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la DIODE Indicatrice DE COULEUR DE PEAU se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le CAPTEUR, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>.

**Couvrir la zone de traitement** - Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.

La SURFACE DE TRAITEMENT est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.



Éviter de superposer des impulsions !  
Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance !



**ARRÊTER IMMÉDIATEMENT** le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène!

### 9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>?

Il se peut que l'utilisation domestique du Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** - À l'activation d'une impulsion de HPL<sup>MC</sup>, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de la SURFACE DE TRAITEMENT** – nécessaire et utile pour la positionner correctement sur la zone connexe ; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>.
- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
- **Peau légèrement rougie ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rouge ou rose, notamment autour des poils.

Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> immédiatement.

### 9.2. Après le traitement par le Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>

- A la fin de votre séance de Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>, éteignez votre appareil en appuyant sur le BOUTON MARCHE/VEILLE. Tous les voyants s'éteindront et la VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE VEILLE s'allumera (assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez l'ADAPTATEUR de la prise secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> après chaque séance, en particulier la Surface De Traitement (voir le paragraphe "Nettoyage du Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>").
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.



**Soins de la peau après votre séance d'épilation**  
N'exposez pas les zones traitées au Soleil. Protégez votre peau avec de l'écran Solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>.

## 10. Maintenance de votre appareil

### Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

#### 10.1. Nettoyage du Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

Nous vous recommandons de nettoyer votre Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> après chaque séance, en particulier la surface de traitement.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec et un nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques \ pour essayer délicatement l'appareil Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> et surtout sa SURFACE DE TRAITEMENT.' Ne trempez jamais votre appareil Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> ou l'un de ses composants dans l'eau !

#### 10.2. Nettoyage du Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>

L'AMPOULE du Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> a une capacité définie d'impulsions lumineuses. L'intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de l'appareil. Il n'y a pas de baisse du niveau d'énergie pendant toute la durée de vie utile de L'AMPOULE REMPLAÇABLE . Il n'y a pas de baisse d'énergie dans la durée de vie d'une

Cartouche de lampe jetable. Lorsqu'il ne reste que 100 impulsions lumineuses dans L'AMPOULE, le VOYANT INDICATEUR LUMINEUX DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE clignotera sur le PANNEAU DE COMMANDE pour avertir que L'AMPOULE devra être changée prochainement.

À mesure que le nombre d'impulsions lumineuses restantes de L'AMPOULE diminue, le VOYANT LUMINEUX DE REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE LAMPE clignotera de plus en plus vite.

Lorsque toutes les impulsions lumineuses de L'AMPOULE ont été émises, le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR DE REMPLACEMENT LA CARTOUCHE DE LAMPE restera allumé de L'AMPOULE REMPLAÇABLE restera allumée pour vous avertir qu'aucune autre impulsion ne peut être émise.

Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer l'AMPOULE .



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n Flash&Go™. Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Pour changer L'AMPOULE :

1. Appuyez sur le BOUTON MARCHE/ARRÊT de votre Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> pour le mettre en mode veille.
2. Débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
3. Saisissez L'AMPOULE utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille
4. Déballez une nouvelle L'AMPOULE

5. Insérez la nouvelle L'AMPOULE en la poussant doucement en place.

Remarque : Après avoir changé L'AMPOULE réglez toujours le niveau d'énergie un niveau plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

## 11. Dépannage

#### 11.1. Mon Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> ne démarre pas

- Assurez-vous que L'ADAPTATEUR est correctement branché à l'appareil Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup>.
- Assurez-vous que L'ADAPTATEUR est correctement branché sur une prise secteur murale.

#### 11.2. Il n'y a pas d'impulsion lorsque j'appuie sur le pulsateur

Assurez-vous que le VOYANT LUMINEUX INDICATEUR PRÊT clignote pour garantir un bon contact avec la peau et que la surface de traitement est appuyée uniformément et fermement sur la peau. Pour votre sécurité, le PULSATEUR sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la surface de traitement est fermement pressée contre la peau.

- Vérifiez la la VOYANT INDICATEUR DE COULEUR DE PEAU. Si elle clignote, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le CAPTEUR, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le service relation à la clientèle RB®
- Vérifiez la Vérifiez le VOYANT INDICATEUR DU REMPLACEMENT DE L'AMPOULE REMPLAÇABLE. Si elle est allumée, débranchez votre appareil et changez L'AMPOULE .
- Assurez-vous que le VOYANT INDICATEUR PRÊT est allumée.
  - Si au bout de 10 secondes, le VOYANT INDICATEUR PRÊT reste éteinte, éteignez et rallumez votre Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> en appuyant deux fois de suite sur le BOUTON MARCHE/ARRÊT.
  - Si le problème persiste, contactez le service relation à la clientèle RB au 1-866-252-5327 ou le site visit [www.veet.us](http://www.veet.us)
- Vérifiez le VOYANT INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT de l'appareil.
  - Si la lumière est allumée, éteignez et rallumez votre Veet® Infini'Silk™ Pro<sup>MC</sup> en appuyant deux fois de suite sur le BOUTON MARCHE/ARRÊT.
  - Si le problème persiste, contactez le service relation à la clientèle RB au 1-866-252-5327 ou le site visit [www.veet.us](http://www.veet.us)
- Si le problème persiste, contactez le service relation à la clientèle RB au 1-866-252-5327 ou le site visit [www.veet.us](http://www.veet.us)



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre appareil Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup>.

Ouvrir votre Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.

Ouvrir votre Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.

## 12. Service relation à la clientèle

Pour plus d'informations sur les produits Veet® InfiniSilk™ Pro<sup>MC</sup> de Veet® ou Veet, veuillez contacter le service à la clientèle RB ou visitez le site [www.veet.us](http://www.veet.us).

Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service à la clientèle RB au 1-866-252-5327 ou visitez le site [www.veet.us](http://www.veet.us).

## 13. Spécifications

Taille du point d'impact	1,3 cm x 3 cm [3,9 cm <sup>2</sup> ]	
Vitesse	1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,1 cm <sup>2</sup> / s	
Technologie	Home Pulsed Light™	
Puissance maximale	Max 5J/cm <sup>2</sup>	
Longueur d'onde	475-1200 nm	
Temps de charge / Source d'énergie	Fonctionnement continu	
Installation électrique requise	100-240 VAC, 0,9 A	
Maniement et sécurité	Nouveauté : un capteur détecteur de couleur de peau assure une utilisation sécuritaire.	
Dimensions de l'emballage	22 cm x 22 cm x 14 cm	
Poids de l'appareil	0,35 kg	
Température	Fonctionnement	10 °C à 40 °C
	Stockage	-40 à +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 à 75 % HR
	Stockage	10 à 90 % HR
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 à 1060 hPa
	Stockage	500 à 1060 hPa

## Inicio rápido

Para obtener los mejores resultados, programe su sesión eliminación del vello con Veet® Infini'Silk™ Pro™ Tratamientos 1 a 4 - programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos  
Tratamientos 5 a 7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos  
Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

### ¡Instalar Veet® Infini'Silk™ Pro™!

1. Retirar la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO Veet® Infini'Silk™ Pro™ y demás componentes de la caja.
2. Verifique que el CARTUCHO DE LA LÁMPARA esté insertado apropiadamente en la punta del dispositivo
3. Enchufe el cable ADAPTADOR en el enchufe de la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO del Veet® Infini'Silk™ Pro™.
4. Enchufar el ADAPTADOR en un tomacorriente. Se encenderá la LUZ INDICADORA EN ESPERA. Su Veet® Infini'Silk™ Pro™ está preparado para comenzar.

### ¡Tratar con Veet® Infini'Silk™ Pro™ de manera segura y correcta!

5. Elija áreas a tratar que no hayan estado expuestas al sol recientemente.
6. La piel de las áreas a tratar debe estar afeitada, limpia, seca y libre de polvo, antitranspirante o desodorante. No depilar con cera, arrancar ni sacar el pelo con pincitas.  
¡Afeitar es un paso importante para obtener los resultados deseados!
7. Presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA. La LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO (color anaranjada) se encenderá y comenzará un sonido de ventilador (similar al sonido de un secador de pelo).
8. Aproximadamente 3,5 segundos después de presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA, se encenderá la LUZ INDICADORA DE PREPARADO (verde). El dispositivo está preparado para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
9. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Infini'Silk™ Pro ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

- Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO sobre la piel y presione el gatillo para emitir un pulso.
- Si no siente molestias anormales presione una vez el botón + y emita un pulso en otro lugar en el nivel de energía 2.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo a ese nivel de energía.
- Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.

10. Determine el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser más alto que el más bajo, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA utilizando “-” o “+” respectivamente para disminuir o aumentar el nivel de energía, hasta que el nivel de energía deseado se configure y sea representado por las 3 luces indicadoras del nivel de energía (Para obtener más datos, vea el capítulo “Nivel de Energía” en el Manual del Usuario).
11. Aplicar la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO a la piel, verificando que la piel esté estirada de manera pareja y uniforme. Tan pronto como la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO toma pleno contacto con la piel, y la LUZ INDICADORA DE PREPARADO comenzará a parpadear.
12. Presione el BOTÓN DE PULSO. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la LUZ INDICADORA DE PREPARADO.  
Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oírás un sutil sonido pum, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo.  
El Veet® Infini'Silk™ Pro™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso. Después de 3,5 segundos, volverá a encenderse la LUZ INDICADORA DE PREPARADO.
13. Retire la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO del área de piel tratada.
14. Mueva la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo acaba de dejar sobre su piel para guiarse y posicionarse correctamente para el siguiente pulso, evite tanto brechas como superposiciones entre un pulso y el otro.



¡Trate de evitar la superposición de pulsos!



**Advertencia: ¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de eliminación del vello!**  
Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de sufrir efectos adversos.

15. Repita el proceso hasta cubrir toda el área de tratamiento.



Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

Distribuido por: Reckitt Benckiser LLC  
Parsippany, NJ 07054-0224  
Si tiene preguntas o inquietudes, llame al 1-866-252-5327  
www.veet.us  
VEET, el logo de VEET e INFINI'SILK son marcas del Grupo de Empresas Reckitt Benckiser.  
Veet® and Veet® logo are trademarks of Home Skinovations Ltd, used under license.

## Tabla de contenido

1. ¿Qué es Veet® Infini'Silk™ Pro™?	43
1.1 Descripción del dispositivo Veet® Infini'Silk™ Pro™	43
1.2. Contenido del paquete	44
1.3. El cartucho de la lámpara	44
2. Intención de uso de Veet® Infini'Silk™ Pro™	44
3. Seguridad con Veet® Infini'Silk™ Pro™	44
4. Contraindicaciones	45
5. No usar el Veet® Infini'Silk™ Pro™ si:	48
6. Evite usar el Veet® Infini'Silk™ Pro™ si ocurre uno de los siguientes casos:	48
7. Posibles efectos secundarios al usar Veet® Infini'Silk™ Pro™	49
8. El método Veet® Infini'Silk™ Pro™ de eliminación del vello a largo plazo	50
9. Primeros pasos con Veet® Infini'Silk™ Pro™	51
9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Veet® Infini'Silk™ Pro™?	55
9.2. Después del tratamiento con Veet® Infini'Silk™ Pro™	55
10. Mantenimiento de Veet® Infini'Silk™ Pro™	56
10.1. Limpieza del Veet® Infini'Silk™ Pro™	56
10.2. Reponer el CARTUCHO DE LA LÁMPARA	56
11. Resolución de problemas	57
11.1. "Mi Veet® Infini'Silk™ Pro™ no enciende"	57
11.2. "No se emite el pulso de luz cuando presiono el INTERRUPTOR DE PULSOS"	57
12. Relaciones con el cliente	58
13. Especificaciones	58
14. Rotulación	59

Antes de usar Veet® Infini'Silk™ Pro™ por primera vez, lea este Manual de Usuario en su totalidad. Ponga especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso, la operación del dispositivo y los procedimientos para después del uso.

Le recomendamos que, antes de cada uso del Veet® Infini'Silk™ Pro™, vuelva a familiarizarse con este Manual de Usuario. Veet® Infini'Silk™ Pro™ es un potente dispositivo eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad.

Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de usar el dispositivo y sígalas estrictamente cuando utilice Veet® Infini'Silk™ Pro™.

## I. ¿Qué es Veet® Infini'Silk™ Pro™?

Veet® Infini'Silk™ Pro™ es un dispositivo basado en luz para la obtención de resultados permanentes de reducción del vello, diseñado para el uso en el hogar.

### 1.1 Descripción del dispositivo Veet® Infini'Silk™ Pro™

Su Veet® Infini'Silk™ Pro™ consiste de una UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO, con un PANEL DE CONTROL y un CARTUCHO DESCARTABLE DE LÁMPARA.

Sobre la MANIJA DE LA UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO del Veet® Infini'Silk™ Pro™, encontrará el BOTÓN DE PULSO. Verifique que el CARTUCHO DESCARTABLE DE LA LÁMPARA esté insertado apropiadamente en la punta de la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO.

- Dispositivo de eliminación del vello
- Panel de control
- Botón de pulso
- Cartucho de lámpara
- Sensor del Color de la Piel
- Superficie de tratamiento
- Panel de control
- Presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA.
- Luz indicadora de estado en espera (stand by)
- Luz indicadora de encendido (on)
- Botones para la configuración del nivel de energía
- Luces indicadoras del nivel de energía
- Luz indicadora de cambio del cartucho
- Luz indicadora de advertencia del sistema
- Luz indicadora de advertencia respecto al tono de piel
- Luz indicadora de preparado



## 1.2 Contenido del paquete

Al abrir el paquete de la Veet® Infini'Silk™ Pro™, hallará las siguientes partes:

- Unidad de eliminación del vello Veet® Infini'Silk™ Pro™
- Adaptador de montaje a la pared
- Este Manual de usuario

## 1.3. El Cartucho descartable de la lámpara

El CARTUCHO DE LA LÁMPARA todo propósito del Veet® Pro™ puede disparar una cantidad limitada y predeterminada de pulsos de luz (independientemente del nivel de energía de estos pulsos).

El tipo de CARTUCHOS DE LA LÁMPARA incluidos con su sistema y la cantidad de pulsos que tiene cada uno se especifica en el paquete de su Veet® Infini'Silk™ Pro™.

## 2. Intención de uso de Veet® Infini'Silk™ Pro™

Veet® Infini'Silk™ Pro™ está diseñado para eliminar vello indeseado. Veet® Infini'Silk™ Pro™ también está pensado para lograr resultados a largo plazo o la reducción permanente del vello. Los resultados permanentes de la eliminación de vello se definen con una reducción estable a largo plazo en la cantidad de vellos que vuelven a crecer luego de un régimen de tratamiento

Veet® Infini'Silk™ Pro™ puede utilizarse para eliminar vello corporal indeseado.

Las áreas ideales para usar el Veet® Infini'Silk™ Pro™ incluyen las axilas, la línea de bikini, los brazos, las piernas, el rostro, la espalda, los hombros y el pecho.

## 3. Veet® Infini'Silk™ Pro - Uso seguro (según las indicaciones)

Con Veet® Infini'Silk™ Pro™ la seguridad es primordial.

**Veet® Infini'Silk™ Pro - Sensor de piel**

- La eliminación del vello a base luz no es apta para pieles naturalmente oscuras o bronceadas. Veet® Infini'Silk™ Pro™ lleva incorporado un SENSOR DE COLOR DE PIEL, que está diseñado para medir la tez de la superficie a tratar y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta característica de seguridad no le permitirá aplicar pulsos donde la piel esté demasiado oscura o bronceada. Asimismo, la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO de 1,3 x 3 cm<sup>2</sup>, a través de la cual se descargan los

pulsos de luz, se halla incorporada dentro del CARTUCHO DE LA LÁMPARA. Esto permite que Veet® Infini'Silk™ Pro™ proteja su piel evitando el contacto directo entre la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO y la piel.


- **Veet® Infini'Silk™ Pro - No se requiere el uso de protectores oculares**

El Veet® Infini'Silk™ Pro™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñada de manera que el pulso de luz no se emita cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté de cara al aire libre. El interruptor de seguridad se activa sólo cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en contacto con el tejido.

## 4. Contraindicaciones

### Información de seguridad importante – ¡Leer antes de usar!

Veet® Infini'Silk™ Pro™ no está diseñado para todo el mundo. Antes de usar el dispositivo, lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para obtener más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio [www.veet.us](http://www.veet.us).

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>No utilice el Veet® Infini'Silk™ Pro™ en tez naturalmente oscura.</p> <p>¡No seguro!</p> 	<p>El tratamiento de piel oscura con Veet® Infini'Silk™ Pro puede causar efectos adversos, tales como enrojecimiento y molestias en la piel.</p>	<p>El Veet® Infini'Silk™ Pro™ trae incorporado un SENSOR DE COLOR DE PIEL, para medir la complejión de la tez tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El SENSOR DE COLOR DE PIEL garantiza que los pulsos serán emitidos sólo en tonos de piel apropiados.</p>

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>No utilice el Veet® InfiniSilk™ Pro™ sobre la piel bronceada o después de una reciente exposición al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial).</p> <p>No exponer las áreas tratadas al sol.</p>	<p>El tratamiento con Veet® InfiniSilk™ Pro™ antes o después de toda exposición al sol puede causar efectos adversos tales como enrojecimiento y molestias en la piel. La piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades del pigmento melanina. Todos los tipos de piel y complejiones, incluso los que pareciera que no, se broncean rápidamente. La presencia de grandes cantidades de Melanina expone la piel a mayor riesgo cuando se utiliza un método de eliminación del vello a base de luz.</p>	<p>¡Evite la exposición al sol durante las 4 semanas previas a su tratamiento con Veet® InfiniSilk™ Pro™!</p> <p>La exposición al sol incluye la exposición sin protección a la luz directa del sol, constante durante 15 minutos, o la exposición sin protección a luz solar difusa constante durante 1 hora. Para proteger la piel recientemente tratada, al exponerse a la luz solar, asegúrese de aplicar bloqueador solar de SPF 30 o más durante las dos semanas posteriores a cada sesión de eliminación del vello.</p>
<p>Nunca utilice Veet® InfiniSilk™ Pro™ alrededor o cerca de los ojos.</p>	<p>Si bien Veet® InfiniSilk™ Pro™ puede utilizarse para el tratamiento del vello facial, deben tomarse precauciones extraordinarias en el rostro para evitar los ojos.</p>	<p>El Veet® InfiniSilk™ Pro™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñada de manera que el pulso de luz no se emita cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté apuntando al aire. El interruptor de seguridad se activa sólo cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en contacto con el tejido.</p>
<p>No aplicar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas de coloración marrón oscuro o negro (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.</p>	<p>Tratar con Veet® InfiniSilk™ Pro™ cualquier área de piel oscura o con más pigmentación puede causar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas o cambios en el color de la piel (híper o hipopigmentación).</p>	<p>Cubra la zona con un material que no absorba la luz, por ejemplo con una tela blanca o cinta adhesiva blanca del tipo medicinal.</p>

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p>No tratar zonas con eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).</p>	<p>Los tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensibles.</p>	<p>Espera que sane el área afectada antes de usar Veet® InfiniSilk™ Pro™.</p>
<p>Un área de tratamiento con antecedentes de brotes de herpes.</p>	<p>Los tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensibles.</p>	<p>Consulte con su médico para recibir tratamiento preventivo antes de utilizar Veet® InfiniSilk™ Pro™.</p>
<p>No tratar con Veet® InfiniSilk™ Pro™ si está embarazada o amamanta.</p>	<p>Los cambios hormonales durante el embarazo pueden incrementar la sensibilidad de la piel y el riesgo de efectos adversos.</p>	
<p>No tratar las áreas en las cuales desea que crezca el vello.</p>	<p>Los resultados son permanentes.</p>	
<p>¡Mantenga Veet® InfiniSilk™ Pro™ alejado del agua! No coloque ni guarde el Veet® InfiniSilk™ Pro™ donde pueda caer, ser empujado o colocado en una bañera, lavatorio o cualquier otro recipiente con agua.</p>	<p>Esto podría causar una severa electrocución.</p>	<p>No use el Veet® InfiniSilk™ Pro™: al bañarse o si está mojado o húmedo. Si el dispositivo cae al agua, desenchúfelo inmediatamente.</p>
<p>No intente abrir ni reparar su dispositivo Veet® InfiniSilk™ Pro™.</p>	<p>El abrirlo podría exponer al usuario a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de la luz pulsada, siendo que tanto lo uno como lo otro puede causar lesiones corporales o lesiones permanentes a los ojos. También podría causar daño a su dispositivo e invalidaría la garantía.</p>	<p>Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor comuníquese con el Relaciones con el Cliente de RB al 1-866-252-5327 o visite <a href="http://www.veet.us">www.veet.us</a>, si tiene preguntas.</p>



## 5. No usar el Veet® Infini'Silk™ Pro™ si:

El CARTUCHO DE LÁMPARA está dañado, o si su SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está rajada o astillada o si está faltante.		Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con Relaciones con el Cliente de RB.
RB no recomienda usar acoples ni accesorios.		Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con Relaciones con el Cliente de RB.
el cable o el enchufe están dañados.	Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.	Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con Relaciones con el Cliente de RB.
ve o huele humo mientras está en uso.		Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con Relaciones con el Cliente de RB.
no funciona correctamente o parece estar dañado.		Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con Relaciones con el Cliente de RB.
su SENSOR DE COLOR DE PIEL está rajado o roto.		Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con Relaciones con el Cliente de RB.
La capa exterior está agrietada o se separa.		Dejar de usar inmediatamente y comunicarse con Relaciones con el Cliente de RB.

## 6. Evite usar el Veet® Infini'Silk™ Pro™ si ocurre uno de los siguientes casos:

Antecedentes de formación de cicatrices queloides.	Consulte con su médico antes de usar el Veet® Infini'Silk™ Pro™.
Si sufre de epilepsia.	
Si sufre de una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.	

Si usted tiene antecedentes de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.	Consulte con su médico antes de usar el Veet® Infini'Silk™ Pro™.
Si usted en los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.	
Si usted sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico tornara el tratamiento no seguro.	
Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco recetado por el médico, por favor consulte con su médico.	

## 7. Posibles efectos secundarios al usar Veet® Infini'Silk™ Pro™

Los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Veet® Infini'Silk™ Pro™ son poco comunes cuando el dispositivo se usa de acuerdo con las instrucciones. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados para el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto, es importante que usted entienda y acepte los riesgos y las complicaciones que existen con los sistemas de eliminación del vello con luz pulsada diseñados para uso doméstico.

Reacción adversa	Grado de riesgo
<p><b>Molestia menor en la piel -</b>                      Si bien la eliminación del vello con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descripta como una sensación de leve escozor en las áreas tratadas. La sensación de escozor persiste durante la aplicación misma o unos pocos minutos después.                      Cualquier sensación más allá de esta leve molestia es anormal y significa que no debe seguir utilizando Veet® Infini'Silk™ Pro™, ya sea porque usted es incapaz de tolerar la aplicación de la eliminación del vello, o porque el ajuste de nivel de energía es demasiado alto.</p>	Bajo

Reacción adversa	Grado de riesgo
<b>Enrojecimiento de la piel</b> - Su piel puede enrojecerse inmediatamente después de utilizar el Veet® Infini'Silk™ Pro™ o dentro de las 24 horas posteriores a su uso. El enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas. Consulte a su médico si el enrojecimiento no desaparece a los 2 o 3 días.	Bajo
<b>Aumento de la sensibilidad de la piel</b> - El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.	Bajo
<b>Cambios de pigmentación</b> - Veet® Infini'Silk™ Pro™ tiene como objetivo el tallo del pelo, en particular las células pigmentadas en el fólculo del pelo y el fólculo del cabello mismo. Sin embargo existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipopigmentación (blanqueamiento) en la piel circundante. Este riesgo de cambio en la pigmentación de la piel es mayor para las personas con tonos de piel más oscuros. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipopigmentación permanentes.	Raro
<b>Enrojecimiento e inflamación excesivos</b> - En raros casos la piel tratada puede tornarse muy roja e inflamarse. Esto es más común en áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento e hinchamiento deberían desaparecer dentro de un lapso de 2 a 7 días y es necesario que se aplique hielo constantemente. La limpieza delicada está BIEN, pero es mejor no exponerse al sol.	Raro

## 8. Reducción permanente del vello con Veet® Infini'Silk™ Pro™

Un ciclo típico de crecimiento de pelo puede llevar de 18 a 24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Veet® Infini'Silk™ Pro™ para lograr una eliminación del vello duradera. La eficacia de la eliminación del vello varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el Veet® Infini'Silk™ Pro™.

Un plan típico de eliminación del vello con Veet® Infini'Silk™ Pro™ durante un ciclo de crecimiento completo:

Tratamientos 1 a 4 - programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos  
 Tratamientos 5 a 7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos  
 Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

## Los resultados esperados del tratamiento de eliminación del vello

Tipo de piel Fitzpatrick	Color de vello	Fluencia de luz [J/cm <sup>2</sup> ]	Área anatómica del cuerpo <sup>2</sup>	Número promedio de tratamientos <sup>1</sup>	Eficacia (% de eliminación de vello/recrecimiento) <sup>1</sup>
I-VI	Marrón claro a marrón	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 10 a 12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	60% reducción de vello
			Brazos		50% reducción de vello
			Línea de bikini		60% reducción de vello
I-VI	Marrón a negro	3-4.5	Axila	Sesiones 8 a 10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	55% reducción de vello
			Piernas o muslos		70% reducción de vello
			Brazos		60% reducción de vello
			Línea de bikini		70% reducción de vello
			Axila		65% reducción de vello

1. La respuesta individual depende del tipo de pelo, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento del pelo. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.

2. No es posible esperar resultados en una o dos sesiones de eliminación del vello duradera. La duración del período latente de los fólculos capilares también depende de la parte del cuerpo.

## 9. Primeros pasos con Veet® Infini'Silk™ Pro™

- Retirar la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO Veet® Infini'Silk™ Pro™ y demás componentes de la caja.
- Verificar que el CARTUCHO DE LA LÁMPARA está insertado apropiadamente en la punta del dispositivo y que no está dañado.
- Enchufe el cable del ADAPTADOR en el enchufe de la UNIDAD DE ELIMINACIÓN DEL VELLO del Veet® Infini'Silk™ Pro™.
- Enchufar el ADAPTADOR en un tomacorriente. Se encenderá la LUZ INDICADORA EN ESPERA. Su Veet® Infini'Silk™ Pro™ está preparado para comenzar.

¡Tratar con Veet® Infini'Silk™ Pro™ de manera segura y correcta!  
 Elija áreas a tratar que no hayan estado expuestas al sol recientemente.

5. La piel de las áreas a tratar debe estar afeitada, limpia, seca y libre de polvo, antitranspirante o desodorante. No depilar con cera, arrancar ni sacar el pelo con pincitas. ¡Afeitar es un paso importante para obtener los resultados deseados!
6. Presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA. La LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO (color anaranjada) se encenderá y comenzará un sonido de ventilador (similar al sonido del secador de pelo).
7. Aproximadamente 3,5 segundos después de presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA, se encenderá la LUZ INDICADORA DE PREPARADO (verde). El dispositivo está preparado para que dispere el primer pulso al nivel de energía más bajo.
8. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Infini'Silk™ Pro ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

- Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO sobre la piel y presione el gatillo para emitir un pulso. Si no siente molestias anormales presione una vez el botón + y emita un pulso en otro punto a nivel de energía 2.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo en ese nivel de energía.
- Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.

9. Determine el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser más alto que el más bajo, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA utilizando “-” o “+” respectivamente para disminuir o aumentar el nivel de energía, hasta que el nivel de energía deseado se configure y sea representado por las 3 luces indicadoras del nivel de energía (Para más datos vea el capítulo “Nivel de Energía” en el Manual del Usuario).
10. Aplicar la Superficie de Tratamiento a la piel, verificando que la piel esté estirada de manera pareja y uniforme. Tan pronto como la Superficie de Tratamiento toma pleno contacto con la piel, y la LUZ INDICADORA DE PREPARADO comenzará a parpadear.
11. Presione el BOTÓN DE PULSO. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la LUZ INDICADORA DE PREPARADO. Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oírán un sutil sonido pum, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo. El Veet® Infini'Silk™ Pro™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso. Después de 3,5 segundos, volverá a encenderse la LUZ INDICADORA DE PREPARADO.
12. Retire la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO del área de piel tratada.
13. Mueva la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el

dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto brechas como superposiciones entre un pulso y el otro.

Las pulsos de Veet® Infini'Silk™ Pro pueden ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel.

Al ser aplicado a la piel, la Superficie de Tratamiento Veet® Infini'Silk™ Pro está diseñada para crear marcas de presión temporales en el área tratada. Estas marcas visibles pueden ser usadas para posicionar el próximo pulso de manera apropiada.



¡Trate de evitar la superposición de pulsos!



Advertencia: ¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de eliminación del vello! Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de sufrir efectos adversos.

14. Repita el proceso hasta cubrir toda el área de tratamiento.



Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

### Nivel de energía

El nivel de energía determina la intensidad del pulso de luz del Veet® Infini'Silk™ Pro™ conferida a su piel, desde el nivel más bajo (-) hasta el nivel más alto (+). A medida que crece el nivel de energía, aumentan los resultados de la eliminación del vello y el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

Infini'Silk™ Pro ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto), representados por 3 luces indicadoras del nivel de energía:

Nivel 1 (el más bajo) - la luz indicadora izquierda está encendida fija

Nivel 2 - la luz indicadora izquierda está fija y la luz indicadora central está parpadeando.

Nivel 3 - la luz izquierda y la central están fijas  
Nivel 4 - las luces indicadoras izquierda y central están fijas y la luz indicadora derecha está parpadeando.  
Nivel 5 (el más alto) - las 3 luces indicadoras están fijas.  
Cada vez que se enciende el Veet® Infini'Silk™ Pro™, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una LUZ INDICADORA DEL NIVEL DE ENERGÍA. Para determinar el nivel de energía, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN BOTONES DE CONFIGURACIÓN DE NIVEL DE ENERGÍA usando “-” o “+” para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía.

### Sensor de Color de Piel

La eliminación del vello a base de luz en complejiones más oscuras puede producir efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (híper o hipopigmentación). A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el SENSOR DE COLOR DE PIEL del Veet® Infini'Silk™ Pro™ mide la complejión de la piel tratada. Si el SENSOR DE COLOR DE PIEL detecta un tono de piel que es demasiado oscuro para la aplicación del Veet® Infini'Silk™ Pro™, el dispositivo cesará automáticamente la emisión de pulsos. Si no ve un pulso de luz y la LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA DEL TONO DE PIEL parpadea, es una indicación que el tono de su piel medido por el SENSOR DE COLOR DE PIEL es demasiado oscuro para una aplicación segura. Intente usar el dispositivo en otra parte del cuerpo o comuníquese con Relaciones con el Cliente de RB.

### Cubrir áreas del cuerpo

Los pulsos de Veet® Infini'Silk™ Pro pueden ser administrados en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel. Al ser aplicado a la piel, la Superficie de Tratamiento Veet® Infini'Silk™ Pro está diseñada para crear marcas de presión temporales en el área tratada. Estas marcas visibles pueden ser usadas para posicionar el próximo pulso de manera apropiada.



¡Trate de evitar la superposición de pulsos!  
¡No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de eliminación del vello!



Si su piel se ampolla o se quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

## 9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Veet® Infini'Silk™ Pro™?

Para muchas personas, el uso de Veet® Infini'Silk™ Pro™ puede ser su primera experiencia con un dispositivo basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Veet® Infini'Silk™ Pro™ es simple de usar, y las sesiones de eliminación del vello son rápidas. Durante la sesión de Veet® Infini'Silk™ Pro™ es normal sentir y experimentar:

- **Ruido de ventilador** – el ventilador de enfriamiento del Veet® Infini'Silk™ Pro™ emite un ruido similar al del secador de pelo. Es normal.
- **Un sonido como de disparo con cada pulso** – cuando se activa un pulso de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con el destello de luz.
- **Presión moderada de la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO** – Esto es necesario y útil para ubicar los pulsos de luz adyacentes, y es parte de la singular característica de seguridad del Veet® Infini'Silk™ Pro™.
- **Una sensación de calor y cosquilleo** – durante cada pulso de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energía de luz.
- **Tenue enrojecimiento o color rosa** – durante y justo después de su sesión Veet® Infini'Silk™ Pro™, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente más notable alrededor de los vellos propiamente dichos.

No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Veet® Infini'Silk™ Pro™.

## 9.2. Después del tratamiento con Veet® Infini'Silk™ Pro™

- Cuando las sesiones de Veet® Infini'Silk™ Pro™ han sido completadas, apague el dispositivo presionando el interruptor ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STBY). Se apagarán todos los indicadores y se encenderá la LUZ INDICADORA DE ESPERA (Asegúrese recordar el último nivel de energía que ha utilizado, ya que no será restaurado al volver a encender el Veet® Infini'Silk™ Pro™).
- Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente.
- Después de cada sesión de eliminación del vello, se recomienda limpiar el dispositivo Veet® Infini'Silk™ Pro™, especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO (ver: "Limpieza del Veet® Infini'Silk™ Pro™").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el dispositivo Veet® Infini'Silk™ Pro™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.



El tratamiento de la piel después de la sesión de eliminación del vello.  
No exponga al sol las áreas de piel tratadas. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con pantalla solar, durante todo el período de eliminación del vello y por lo menos 2 semanas después de la última sesión con Veet® Infini'Silk™ Pro™.

## 10. El mantenimiento de Veet® Infini'Silk™ Pro™

### 10. El mantenimiento de Veet® Infini'Silk™ Pro™

Después de cada sesión de eliminación del vello, se recomienda limpiar el dispositivo Veet® Infini'Silk™ Pro™, y especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.

- Desenchufe el Veet® Infini'Silk™ Pro™ antes de limpiarlo.
- Use un paño seco y limpio y un producto de limpieza especialmente destinado a equipos electrónicos, para enjuagar con delicadeza la superficie del Veet® Infini'Silk™ Pro™, y especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.

¡No sumerja en agua el Veet® Infini'Silk™ Pro™ ni cualquiera de sus partes!

### 10.2. Reponer el CARTUCHO DE LA LÁMPARA

El CARTUCHO DE LA LÁMPARA todo propósito del Veet® Infini'Silk™ Pro™ puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz. La intensidad del pulso se determina sólo de acuerdo con la configuración del nivel de energía del dispositivo. La energía no disminuye durante la vida útil del CARTUCHO DE LA LÁMPARA.

Cuando sólo quedan 100 pulsos de luz en el CARTUCHO DE LA LÁMPARA, comenzará a parpadear la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO en el PANEL DE CONTROL, indicando que el CARTUCHO DE LA LÁMPARA debe ser reemplazado.

A medida que continúa disminuyendo el número de pulsos de luz en el CARTUCHO DE LA LÁMPARA, se acelerará el parpadeo de la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO.

Una vez que hayan sido usados todos los pulsos en el CARTUCHO DE LA LÁMPARA, la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO se mantendrá iluminada de manera constante indicando que no pueden ser emitidos más pulsos.

A fin de continuar la sesión de eliminación del vello, será necesario reemplazar el CARTUCHO DE LA LÁMPARA.



**Nota:** El CARTUCHO DE LA LÁMPARA también debe ser reemplazado si adentro aparecen manchas grandes o si se rompe la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.

Para reemplazar el CARTUCHO DE LA LÁMPARA:

1. Presionar el INTERRUPTOR ENCENDIDO/EN ESPERA (ON/STBY) para que el Veet® Infini'Silk™ Pro™ esté en modo de STBY.
2. Desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.
3. Asir por ambos lados el CARTUCHO DE LA LÁMPARA usado, halarlo fuera de la ficha
4. Desenvolver un nuevo CARTUCHO DE LA LÁMPARA.
5. Presionar suavemente el nuevo DESCARTABLE DE LA LÁMPARA en su lugar.

Note. Después de cambiar el CARTUCHO DE LA LÁMPARA por uno nuevo, determine siempre el nivel de energía a uno más bajo del que usualmente usa. Vuelva a subir el nivel de energía sólo si durante o después del tratamiento no siente molestias fuera de lo común.

## 11. Resolución de problemas

### 11.1. “Mi Veet® Infini'Silk™ Pro™ no enciende”.

- Verificar que el ADAPTADOR está correctamente conectado al dispositivo Veet® Infini'Silk™ Pro™.
- Verificar que el cable del ADAPTADOR está enchufado en el tomacorriente en la pared.

### 11.2. “No se emite un pulso de luz cuando presiono el BOTÓN DE PULSOS

Verifique que la LUZ INDICADORA DE PREPARADO está parpadeando para asegurar que hay buen contacto con la piel y que la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está presionada uniforme y firmemente sobre la piel. Para su seguridad, el BOTÓN DE PULSO activará un pulso sólo si la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está firmemente presionada contra la piel.

- Controle la LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA DEL TONO DE PIEL. Si parpadea, esto es una indicación que el tono de su piel, medido por el SENSOR DEL COLOR DE PIEL, es demasiado oscuro para lograr una aplicación segura. Intente usar el dispositivo en una parte del cuerpo diferente o comuníquese con Relaciones con el Cliente de RB®.
- Revise la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DEL CARTUCHO. Si está encendida, desconecte Veet® Infini'Silk™ Pro™ y reemplace el CARTUCHO DE LA LÁMPARA.
- Asegúrese de que el INDICADOR DE PREPARADO esté encendido.
  - Si el INDICADOR DE PREPARADO permanece apagado durante 10 segundos, apague Veet® Infini'Silk™ Pro™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces el INTERRUPTOR ON/STBY.
  - Si el problema persiste, comuníquese con el Centro de Relaciones con el Cliente al 1-866-252-5327 o visite [www.veet.us](http://www.veet.us).
- Revisar la LUZ INDICADORA EN EL SISTEMA.
  - Si la luz está encendida, apague Veet® Infini'Silk™ Pro™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces INTERRUPTOR ON/STBY.
  - Si el problema persiste, comuníquese con el Centro de Relaciones con el Cliente al 1-866-252-5327 o visite [www.veet.us](http://www.veet.us).
- Si el problema persiste, comuníquese con el Centro de Relaciones con el Cliente al 1-866-252-5327 o visite [www.veet.us](http://www.veet.us).
  - No intente abrir ni reparar su dispositivo Veet® Infini'Silk™ Pro.



El abrirlo podría exponer al usuario a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de la luz pulsada, siendo que tanto lo uno como lo otro puede causar lesiones corporales o lesiones permanentes a los ojos.

Tratar de abrir el Veet® InfiniSilk™ Pro™ también puede causar daños al aparato y anular su garantía.  
Comuníquese con Relaciones con el Cliente si tiene un dispositivo roto o dañado que necesite reparación.


## 12. Relaciones con el Cliente

Para obtener más información sobre los productos Veet® InfiniSilk™ o Veet, comuníquese con el Centro de Relaciones con el Cliente al 1-866-252-5327 o visite [www.veet.us](http://www.veet.us)  
Si su dispositivo está roto, dañado, necesita una reparación o si el usuario requiere cualquier otra ayuda, comuníquese con el Centro de Relaciones con el Cliente al 1-866-252-5327 o visite [www.veet.us](http://www.veet.us).

## 13. Especificaciones

Tamaño del lugar	1,3 cm x 3 cm [3,9 cm²]	
Velocidad	1 pulso cada 3,5 segundos: 1,1 cm²/segundo	
Tecnología	Home Pulsed Light™	
Nivel máximo de energía	Máx. 5 J/cm²	
Longitud de onda	475 a 1200 nm	
Tiempo de carga / suministro de corriente	Funcionamiento continuo	
Requisitos eléctricos	100-240 VAC, 0,9 A	
Funcionamiento y seguridad	El Sensor de Color de Piel garantiza el uso solo en piel de color apto.	
Tamaño del paquete	22 cm x 22 cm x 14 cm	
Peso del sistema	0,35 kg	
Temperatura	Funcionamiento	10 a 40°C
	Almacenamiento	-40 a +70°C
Humedad relativa	Funcionamiento	30 a 75% HR
	Almacenamiento	10 a 90% HR
Presión atmosférica	Funcionamiento	700 a 1060 hPa
	Almacenamiento	500 a 1060 hPa

## 14. Labeling



Degree of protection against electric shock: type BF applied part

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

CE Mark

Follow operating instructions

CSA Mark for USA and Canada.

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.



