



Setup Instructions

Instructions d'installation | Instrucciones de configuración


Let's get Started

1

Plug the Sock Electronics into the Base Station using the Micro USB.


2

Plug the Base Station into an electrical socket. The Smart Sock will now start charging.



3


Download the Owlet App to set up the Owlet Smart Sock™ and Base Station.



The Owlet App

4

Rest assured with Owlet's help to watch over your baby. Use the Base Station as the primary notification system and the App as your secondary.



The Base Station

The Smart Sock 2

The Owlet App


Alors commençons!/Comencemos

1

Branchez la chaussette électronique dans le moniteur en utilisant le Micro USB.
Conecte el sistema electrónico del calcetín a la estación base usando el cable Micro USB.

2

Branchez le moniteur dans la chaussette de votre choix.
La chaussette intelligente commencera à se charger.
Conecte la estación base a un contacto eléctrico. El calcetín inteligente comenzará a cargarse.




3


Téléchargez l'application Owlet pour installer la chaussette intelligente Owlet™ et le moniteur. Descargue la aplicación de Owlet para configurar el calcetín inteligente de Owlet™ y la estación base.

4

Dormez tranquille pendant que Owlet veille sur votre bébé. Utilisez le moniteur comme système d'alerte principal, et l'application comme système secondaire. Duermas tranquilo con la ayuda de Owlet para cuidar a su bebé. Use la estación base como el sistema principal de notificaciones y la aplicación como un sistema secundario.



L'application Owlet
La aplicación de Owlet



Le moniteur
La estación base



La chaussette intelligente 2
El calcetín inteligente 2




L'application Owlet
La aplicación de Owlet



Smart Sock Quick Reference

The Owlet Smart Sock™ 2 uses two sensors to track your baby's readings.



Interchangeable Sock

The Owlet sock can go on either the **right** or **left** foot. For proper placement on either foot, place the **notch** and **sock sensor** on the outside of the foot behind the pinky toe.




Right Foot

Dome on top of foot

Left Foot

Dome on bottom of foot



Sock Fit

Don't overtighten. If the strap goes past the velcro, try going down a size.

Base Station Quick Reference

See your baby's status with a glance at the Base Station

Sock Light

Green light indicates sock is connected to Base Station.

Registration

Push once when prompted during setup in the App.

WiFi Light

Green light indicate Base Station is connected to wifi.

On / Off


Press and release to turn off Base Station. The Base Station will beep, and its light will turn off.

Status Light

Light ring lets you know the status of your baby. More information is available in the App.

Dim Lights

Press and hold to switch between bright daytime mode to dim nighttime mode.






Base Station Color Reference


The Base Station has 5 different color status and notifications. To hear examples, go to the App.

Status




Blinking green light

Getting first heart rate and oxygen readings



Slow pulsing green light


Heart rate and oxygen levels are in range



White static light


The Smart Sock is plugged in and charging

Notifications




Red flashing light 🔊

Heart rate or oxygen levels are outside preset zone



Blue flashing light 🔊

The Smart Sock is disconnected from the Base Station



Yellow flashing light 🔊


The Smart Sock fell off or is poorly placed, or shifted from proper placement

Couleurs de référence du moniteur | Referencia de colores de la estación base

Le moniteur comporte cinq (5) différentes couleurs associées aux statuts et aux alertes. Pour en entendre des exemples, rendez-vous sur l'application.


La estación base tiene 5 colores de estado y notificaciones diferentes. Para escuchar los ejemplos, ingrese a la aplicación.

Statuts | Estado




Voyant vert clignotant

L'acquisition de la fréquence cardiaque et du taux d'oxygène



Voyant vert clignotant lentement

La fréquence cardiaque et la teneur en oxygène sont adéquates



Voyant blanc fixe

La chaussette intelligente est branchée et en charge

Luz verde que parpadea

Obtención de las primeras lecturas de ritmo cardíaco y oxígeno


Luz verde que parpadea lentamente

Los niveles de oxígeno y el ritmo cardíaco están bien

Luz blanca estática


El calcetín inteligente está conectado y cargándose

Alertes | Notificaciones



Voyant rouge clignotant «))

La fréquence cardiaque et la teneur en oxygène sont en dehors des zones préréglées



Voyant bleu clignotant «))

La chaussette intelligente est déconnectée du moniteur



Voyant jaune clignotant «))

La chaussette intelligente s'est enlevée du pied, est mal placée ou s'est déplacée

Luz roja que parpadea «))

Los niveles de oxígeno y el ritmo cardíaco están fuera de la zona prevista

Luz azul que parpadea «))

El calcetín inteligente está desconectado de la estación base

Luz amarilla que parpadea «))

El calcetín inteligente se cayó o está mal colocado o se movió de su colocación adecuada

Guide de référence du moniteur | Referencia rápida de la estación base

Le moniteur permet de vérifier en un clin d'œil l'état de votre bébé.

La estación base es una forma de ver el estado de su bebé rápidamente.

Voyant de la chaussette

Un voyant vert indique que la chaussette est connectée au moniteur

Luz del calcetín

La luz verde indica que el calcetín está conectado a la estación base.

Inscription

Lorsque vous serez invité à le faire, appuyer une fois lors de l'installation de l'application.

Registro

Oprima una vez cuando se le pida durante la configuración en la aplicación.

Voyant Wi-Fi

Un voyant vert indique que le moniteur est connecté au Wi-Fi

Luz de WiFi

La luz verde indica que la estación base está conectada al WiFi.

Marche/Arrêt

Appuyez et relâchez pour éteindre le moniteur. Le moniteur émettra un signal sonore et la lumière s'éteindra.

Encendido/Apagado


Oprima y suelte para apagar la estación base. La estación base emitirá un sonido y su luz se apagará.

Voyant associé au statut

Un voyant circulaire vous informe de l'état de votre bébé. Plus de renseignements sont disponibles sur l'application.

Luz de estado

El aro de luz le permite saber el estado de su bebé. Puede obtener más información disponible en la aplicación.



Voyants tamisés

Appuyez et maintenez enfoncé pour passer du mode Jour lumineux au mode Nuit tamisé.

Atenuar luces

Mantenga presionado para cambiar entre el modo brillante de día y el modo tenue de noche.

Guide de la chaussette intelligente | Referencia rápida para el calcetín inteligente

La chaussette intelligente Owlet™ 2 est munie de deux capteurs qui relèvent les signes vitaux de votre bébé. El calcetín inteligente 2 de Owlet™ utiliza dos sensores para supervisar las lecturas de su bebé.



Taille 1 (0 à 1 m)

Talla 1 (de 0 a 1 mes)



Taille 2 (1 à 3 m)

Talla 2 (de 1 a 3 meses)



Taille 2 (3 à 18 m)

Talla 2 (de 3 a 18 meses)




Capteurs de la chaussette

Les capteurs relèvent la fréquence cardiaque et la teneur en oxygène de votre bébé.

Sensores del calcetín

El sensor lee los niveles de oxígeno y el ritmo cardiaco de su bebé.



Ouvertures de la chaussette

Centrez les capteurs dans les ouvertures de la chaussette.

Ventanas del calcetín

Centre los sensores en las ventanas del calcetín.



Chaussette interchangeable

La chaussette Owlet peut être insérée autant dans le pied gauche que dans le pied droit. Pour une installation adéquate dans le pied de votre choix, placez l'encoche à l'extérieur du pied, vis-à-vis le petit orteil.

Calcetín intercambiable

El calcetín de Owlet puede ir en el pie izquierdo o en el derecho. Para una colocación adecuada en cualquiera de los pies, coloque la marca en la parte externa del pie, detrás del dedo meñique del pie.



Pied droit

Batterie sur le dessus du pied

Pie derecho

Batería en la parte superior del pie





Pied gauche

Batterie sur la plante du pied

Pie izquierdo

Batería en la parte inferior del pie



Ajustement de la chaussette

Ne serrez pas trop. Si la languette dépasse la bande Velcro, essayez une taille de chaussette plus petite.

Ajuste del calcetín

No lo ajuste demasiado. Si la correa pasa del velcro, intente con una talla de calcetín diferente.



Quick Reference

Guide de référence | Referencia rápida

Troubleshooting Guide

Initial Setup | Notifications | Connectivity

Initial Setup

Problem	Causes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> Cannot see the Smart Sock 2 Wi-Fi during setup 	<ul style="list-style-type: none"> The Base Station is not turned on Already connected to Smart Sock 2 Wi-Fi The Base Station is out of range 	<ul style="list-style-type: none"> Plug in the Base Station Check if the Wi-Fi light on the bottom of the Base Station is on. If so, you can skip this step and continue setting up your account in the app Move the Base Station closer to your Wi-Fi router
<ul style="list-style-type: none"> Cannot see your home Wi-Fi in the Owlet App 	<ul style="list-style-type: none"> Your home router is 5.0 GHz (Owlet only supports 2.4 GHz) You may have a hidden router 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure your iOS device is connected to a 2.4 GHz network (most 5.0 GHz routers also support 2.4 GHz) Visit owletcare.com/support for instructions on hidden routers
<ul style="list-style-type: none"> The Base Station will not connect to your home Wi-Fi 	<ul style="list-style-type: none"> Password is incorrect The Base Station is out of range of your Wi-Fi router Your home Wi-Fi is not working 	<ul style="list-style-type: none"> Double check your internet password Move the Base Station closer to your internet router for setup, then move the Base Station back to the nursery after set up Try restarting the phone and reconnecting to your Wi-Fi Reset your Wi-Fi router
<ul style="list-style-type: none"> The Base Station remains white after the Smart Sock is unplugged 	<ul style="list-style-type: none"> Software update is in progress 	<ul style="list-style-type: none"> Plug the Smart Sock back into the Base Station until the update is complete
<ul style="list-style-type: none"> The Base Station will not pair to your Owlet account 	<ul style="list-style-type: none"> The Base Station and your iOS device are not on the same Wi-Fi network Holding the small Register Button 	<ul style="list-style-type: none"> Verify that your iOS device is connected to same Wi-Fi network as the Base Station Press and release (do not hold) the small Register Button on the bottom of the Base Station and wait a few seconds before trying to pair your Owlet account again Connect your iOS device to the same 2.4 GHz Wi-Fi network as your Base Station

*Need Technical Support? Email us at contact@owletcare.com or call us at +1 (844) 334-5330 from 7AM - 9PM (MST) Mon. - Sat.
For all general questions chat with us at owletcare.com/chat

Notifications

Problem	Causes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> The Base Station is flashing blue and making noise 	<ul style="list-style-type: none"> The Base Station is out of range of the Smart Sock The caretaker's body is blocking the Smart Sock to Base Station connection. This is common during feedings, diaper changes, snuggles, etc. Low/dead battery 	<ul style="list-style-type: none"> Move the Base Station closer to the Smart Sock Reposition your baby or consider turning off monitoring during feedings, diaper changes, snuggles, etc. Recharge the Smart Sock
<ul style="list-style-type: none"> The Base Station is flashing red and making noise 	<ul style="list-style-type: none"> Low/high heart rate Low oxygen levels The Smart Sock does not fit properly 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the notch is on the outside of your baby's foot just 1-2mm behind the pinky toe. Make sure the Smart Sock is snug (if not, it is difficult to get a reading. False notifications could occur) Make sure the sensors are centered in the windows of the Fabric Sock Consider using a different Fabric Sock size
<ul style="list-style-type: none"> The Base Station is flashing yellow and making noise 	<ul style="list-style-type: none"> Difficulty getting a reading The Smart Sock was placed incorrectly The lighting in the room is too bright 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the notch is on the outside of your baby's foot just 1-2mm behind the pinky toe. Make sure the Smart Sock is snug (if not, it is difficult to get a reading, and more false alerts will occur) Make sure the sensors are centered in the windows of the Fabric Sock Dim the lighting in your baby's room

Connectivity

Problem	Causes	Solutions
<ul style="list-style-type: none"> The Base Station is disconnected from the internet 	<ul style="list-style-type: none"> The Base Station is out of range of your Wi-Fi router Your home Wi-Fi is not working 	<ul style="list-style-type: none"> Move the Base Station and the Wi-Fi router closer together (neither Wi-Fi range extenders nor second routers will help) Reset your Wi-Fi router
<ul style="list-style-type: none"> Unable to charge the Smart Sock 	<ul style="list-style-type: none"> The Smart Sock is not plugged in all the way The Smart Sock requires a reset 	<ul style="list-style-type: none"> Plug the Smart Sock in to charge until you hear a click and it is blinking green Turn the Sock Electronics off, then back on.
<ul style="list-style-type: none"> Seeing dashes instead of heart rate and oxygen 	<ul style="list-style-type: none"> The Smart Sock is trying to get a reliable reading Too much movement Poor Smart Sock placement Poor Fabric Sock fit 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the sensors are centered in the windows of the Fabric Sock Do not use rockers or vibrating pads, as they may interfere with the proper functioning of the device. Check the Smart Sock placement Check the Fabric Sock size

Tips for a Safe Sleep Environment

Some friendly tips to keep your baby healthy and safe.

- Always place your baby alone and on their back to sleep. Placing your baby to sleep on their side or on their stomach is not safe.
- Use a crib that meets current safety standards. Use a firm mattress that fits snugly in the crib and is covered with only a tight-fitting crib sheet.
- Do not put anything soft, loose, or fluffy in your baby's sleep space. This includes pillows, blankets, comforters, bumper pads, stuffed animals, toys, or any other soft items.
- Use a wearable blanket, or similar type sleeper, instead of traditional blankets to keep your baby safe and warm.
- Room-share instead of co-sleeping. Keep your baby's sleep space separate from, but close to, your bed. This will keep them safe, and make feeding easier. The Smart Sock does not function properly with co-sleeping. Your body will interfere with the Smart Sock's wireless signal.
- Avoid falling asleep with your baby in your bed, couch, or armchair.
- Never allow your baby to sleep on any soft surfaces such as adult or child-sized beds, sofas, chairs, waterbeds, pillows, cushions, comforters, sheepskins, or anything similar.
- Do not use pillows, wedges, or positioners to prop your baby up, keep them on their back, or prevent them from rolling.
- Make sure your baby doesn't get too warm. Use light sleepwear on your baby and keep the room temperature comfortable for a lightly-clothed adult.
- Consider offering a pacifier to your baby at naptime and bedtime. For breastfed babies, delay introducing a pacifier until 3-4 weeks of age, when nursing is well-established.
- Educate everyone who cares for your baby about these rules for safe sleep!